

# Tristel Duo ULT

Desinfectante de Alto Nivel  
para sondas invasivas

- Desinfección sin inmersión ni equipamiento.
- Esporicida en 30 segundos.
- Dióxido de cloro en espuma.



Eurotrade <sup>World</sup> ✓  
Commerce, S.L.

# Tristel Duo para Ultrasonidos

## Aplicaciones

- Transductores de ultrasonidos intra-cavitarios (por ejemplo sondas transvaginales y transrectales).
- Radiología Intervencionista.
- Soportes de sondas, teclados, monitores, paneles de control, cables y equipos de ultrasonidos y accesorios.

## Eficacia

Contra microorganismos transmisibles en ultrasonografía tales como HPV, Hepatitis B, VIH, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans*, *Herpes simplex*, *Neisseria gonorrhoeae*.

## Presentaciones

- Envase de 2x **125ml**.
- Envase de 2x **300ml** (dispensador de pared).



Recomendamos su aplicación con las toallitas secas de Tristel, fabricadas con tejido no-tejido; su acabado antipelusa no deja restos ni marcas.

Tristel Duo ULT es un **desinfectante de Alto Nivel** diseñado específicamente para la desinfección esporicida de las sondas de ultrasonidos invasivas. Incorpora dos componentes separados, una solución Base y un Activador, que al mezclarse producen **Dióxido de Cloro**.

Tristel Duo ULT es seguro, fácil de usar y respetuoso con el material oftalmológico más delicado.

## Esporicida, micobactericida, virucida, fungicida y bactericida en sólo 30 segundos.

Compatibilidad aprobada por los principales fabricantes: Aircraft Medical, BK Ultrasound, Esaote, GE Healthcare, Philips, Samsung, Sonosite, Supersonic Imaging.

## CE Clase IIb



**Eurotrade** World  
**Commerce, S.L.**